

Matrizen

Edelstahl

Micro-dünne Matrizen in
0,03 / 0,04 / 0,05 mm

Sehr hohe Zugfestigkeit
sichert eine sehr hohe Reißfestigkeit

Praktischer Spender
für die Matrizenbänder auf der Rolle.
Die obere Öffnung des Spenders ermöglicht
ein einfaches Herausschieben des Matrizen-
bandes und gegebenenfalls kann das Band
hier auch einfach in den Spender zurückge-
schoben werden.



Nyström 0,04 mm



Skizzen im Maßstab 1:1

Matrizen

Ivory 0,04 mm



Tofflemire 0,04 mm



Matrizen



Matrizen 0,04 mm	REF						
12-Packung	40X1	40X2	40X3	40X4	40X5	40X6	40X7
	40X11	40X12	40X13	40X14	40X15	40X16	
	40X101	40X102	40X103	40X113	40X150	40X151	
100-Packung	41X1	41X2	41X3	41X4	41X5	41X6	41X7
	41X11	41X12	41X13	41X14	41X15	41X16	
	41X101	41X102	41X103	41X113	41X150	41X151	

Matrizen im Karton-Spender										
1 m-Rolle Stärke in mm			Breite	3 m-Rolle Stärke in mm			Breite	10 m-Rolle Stärke in mm		
0,03	0,04	0,05		0,03	0,04	0,05		0,03	0,04	0,05
10 134	10 144	10 154	4 mm	10 334	10 344	10 354	4 mm	10 034	10 044	10 054
10 135	10 145	10 155	5 mm	10 335	10 345	10 355	5 mm	10 035	10 045	10 055
10 136	10 146	10 156	6 mm	10 336	10 346	10 356	6 mm	10 036	10 046	10 056
10 137	10 147	10 157	7 mm	10 337	10 347	10 357	7 mm	10 037	10 047	10 057

