

# ERGOform

Edelstahl satiniert

PEEK

## Ergonomische Form

Diese Griffe sind leicht und liegen durch das schlanke Ende sehr ausgewogen in der Hand. Der größere Durchmesser und die Griffmulden ermöglichen ein entspanntes Zugreifen und Arbeiten.

## Angenehme Haptik

Die micro-fein strukturierte, seidenmattierte Oberfläche und die sanft gerundeten Kanten ergeben eine sehr angenehme Haptik.

## Seidenmattierte Oberflächen,


verhindern unerwünschte Lichtreflexionen und geben dem Griff ein hochwertiges Finish.

## Der ERGOform Griff aus satiniertem Edelstahl







ist hohl und liegt ausgewogen leicht in der Hand

## Die ERGOform Griffe aus PEEK

PEEK ist form- und farbbeständig bis 210°C und ist sowohl im Autoklav als auch mit Heißluft sterilisierbar.





Griffe für Mundspiegel, Länge 135 mm			SS-Gewinde REF	CS Gewinde <sup>*</sup> REF
ERGOform, PEEK			REF	
	ozeanblau	Stück	580	590
	creme-weiß	Stück	581	591
	türkis	Stück	582	592
	violett	Stück	584	594
	anthrazit	Stück	585	595
ERGOform, Edelstahl satiniert, hohl				
		Stück	492	

<sup>\*</sup>CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Mundspiegel mit CS-Gewinde. CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.