

Kehlkopfspiegel

FS Rhodium

Kehlkopfspiegel FS Rhodium sind mit Rhodium auf der Glasoberfläche verspiegelt. Rhodium ist ein Edelmetall wie Gold und ist als Edelmetall chemischresistent, selbst gegenüber Säuren.

Exakt scharfes, kontrastreiches Spiegelbild durch nur eine einzige Reflexion auf der Glasoberseite

Eine einzige Reflexion
 ► exakt scharfes Spiegelbild



Front Surface Verspiegelung

Helle Reflexion

bei einem optimal gleichmäßigen Reflektionsspektrum

Hoher Seh-Komfort


ermüdungsfrei und augenschonend

Einfache Reinigung

durch die Beschichtung mit Anti-Hafteffekt

Absolut resistent

gegenüber Desinfektion und Sterilisation, inklusive säurehaltigen Refresh-Reinigern.



Kehlkopfspiegel FS Rhodium



Kehlkopfspiegel	Ø in mm	ohne Gewinde REF	mit Gewinde REF	Spiegel mit Griff sechskant REF	Spiegel mit Griff rund REF
Stück	6	H951RX06	H950RX06	H956RX06	H957RX06
	8	H951RX08	H950RX08	H956RX08	H957RX08
	10	H951RX10	H950RX10	H956RX10	H957RX10
	12	H951RX12	H950RX12	H956RX12	H957RX12
	14	H951RX14	H950RX14	H956RX14	H957RX14
	16	H751RX16	H750RX16	H756RX16	H757RX16
	18	H751RX18	H750RX18	H756RX18	H757RX18
	20	H751RX20	H750RX20	H756RX20	H757RX20
	22	H751RX22	H750RX22	H756RX22	H757RX22
	24	H751RX24	H750RX24	H756RX24	H757RX24
	26	H751RX26	H750RX26	H756RX26	H757RX26
	28	H751RX28	H750RX28	H756RX28	H757RX28
	30	H751RX30	H750RX30	H756RX30	H757RX30

Kehlkopfspiegel Griff		REF			
Stück		400	440		

