

# TOPvision FS

## Front Surface

TOPvision FS ist die Alternative zu TOPvision FS Rhodium.

**Hoch reflektierende Schichten aus Titan und Chrom ergeben einen Front Surface-Spiegel, der – im Vergleich zu FS Rhodium – eher in einem kälteren Farbton reflektiert.**

**Exakt scharfes, kontrastreiches Spiegelbild bis ins kleinste Detail**

Eine einzige Reflexion  
► exakt scharfes Spiegelbild



Front Surface Verspiegelung

### Hoher Seh-Komfort

ermüdungsfrei und Augen schonend in allen Einsatzbereichen

### Einfache Reinigung

durch die spezielle HAHNENKRATT-Front Surface-Beschichtung mit Anti-Hafteffekt

### Absolut resistent

gegenüber allen Arten von Desinfektion und Sterilisation inkl. säurehaltigen Refresh-Reinigern.

# TOPvision FS



TOPvision FS / 12 Pack.		normaler Stiel (SS)	konischer Stiel (CS) *
Größe	Ø in mm	plan	plan
		REF	
4	22	633X4	636X4
5	24	633X5	636X5

\*CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde.  
CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.