

# MEGA FS

## Front Surface

MEGA FS ist die Alternative zu MEGA FS Rhodium.

Hoch reflektierende Schichten aus Titan und Chrom ergeben einen Front Surface-Spiegel, der – im Vergleich zu FS Rhodium – eher in einem kälteren Farbton reflektiert.

Exakt scharfes, kontrastreiches Spiegelbild bis ins kleinste Detail

Eine einzige Reflexion  
► exakt scharfes Spiegelbild



Front Surface Verspiegelung

**Hoher Seh-Komfort**  
ermüdungsfrei und Augen schonend

**Einfache Reinigung**  
durch die spezielle HAHNENKRATT-Front Surface-Beschichtung mit Anti-Hafteffekt

**Absolut resistent**  
gegenüber allen Arten von Desinfektion und Sterilisation inkl. säurehaltigen Refresh-Reinigern.

# MEGA FS



MEGA FS / 12 Pack.		SS-Gewinde	CS-Gewinde*
Größe	Ø in mm	plan	plan
		REF	
4	22	6 560	6 565
5	24	6 561	6 566

\*CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde.  
CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.

