

MEGA FS Rhodium


Form folgt der Funktion, ist ergonomisch und klar im Design.

Ein angenehmeres Abhalten
der Wange durch den flachen, breit geformten Stiel.

Der seidenmattierte Edelstahl
verhindert unerwünschte Lichtreflexionen und gibt dem MEGA ein hochwertiges Finish.

Exakt scharfes Spiegelbild
durch Front Surface Verspiegelung

Einfache Reinigung
durch die HAHNENKRATT Front Surface-Beschichtung mit Anti-Hafteffekt.



MEGA FS Rhodium



	MEGA FS Rhodium				SS-Gewinde REF	CS-Gewinde [*] REF
1	MEGA	4 plan	Ø 22 mm	12-Pckg.	6 060	6 070
	MEGA	5 plan	Ø 24 mm	12-Pckg.	6 061	6 071
2	MEGAduo, doppelseitig	4 plan	Ø 22 mm	6-Pckg.	6 100	6 170
	MEGAduo, doppelseitig	5 plan	Ø 24 mm	6-Pckg.	6 101	6 171
3	MEGAretract	4 plan	Ø 22 mm	6-Pckg.	6 660	6 665
	MEGAretract	5 plan	Ø 24 mm	6-Pckg.	6 661	6 666
4	MEGAretract, offene Form	4 plan	Ø 22 mm	6-Pckg.	6 680	6 685
	MEGAretract, offene Form	5 plan	Ø 24 mm	6-Pckg.	6 681	6 686
5	MEGAstretch		18x34 mm	Stück	6 860	
	MEGAstretch		22x38 mm	Stück	6 861	
6	MEGA Parallelometer		22x37 mm	Stück	6 900	
	MEGA Wangenabhalter	ohne Spiegel	Ø 22 mm	Stück	6 070 W	
	MEGAabrasiv	Saphierharte Glasoberfläche für die Aluminium-Oxid Strahltechnik geeignet	Ø 21 mm	Stück	6 080	

*CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde.
CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.

