


# ULTRAvision FS

## Front Surface


Der einzigartige Aufbau der reflektierenden Schichten – bestehend aus 22 Schichtpaketen – bietet durch die optimierte Brechung des Lichtes ein unübertroffen helles Spiegelbild mit einer kristallklaren Reinheit, die es bei anderen Spiegeln so nicht gibt.

### Höchste Reflektion für brillante Helligkeit



### Überlegene Farbgenauigkeit

Exakt scharfes Spiegelbild  
durch Front Surface Verspiegelung



# ULTRAvision FS



ULTRAvision FS			normaler Stiel (SS) plan	konischer Stiel (CS) plan
Größe	Ø in mm		REF	REF
0	14	3-Pack.	532X0	
3	20	12-Pack.	533X3	536X3
4	22	12-Pack.	533X4	536X4
5	24	12-Pack.	533X5	536X5

\*CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde.  
CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.