

ULTRA FS

ultra bright

ULTRA FS – weltweit der hellste und schärfste Spiegel.

Höchste Reflektion
für brillante Helligkeit

Überlegene Farbgenauigkeit

Das exakt scharfe Spiegelbild
ist kontrastreich bis ins kleinste Detail. Zusammen mit der brillanten Farbnatürlichkeit garantiert der ULTRA den höchsten Seh-Komfort – für ein augenschonendes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Optimiertes Abhalten der Wange
durch breit ausgeformte Stielansätze




ULTRA FS

ultra bright

Der einzigartige Aufbau der reflektierenden Schichten – bestehend aus 22 Schichtpaketen – bietet durch die optimierte Brechung des Lichtes ein unübertroffen helles Spiegelbild mit einer kristallklaren Reinheit, die es bei anderen Spiegeln so nicht gibt.


Eine einzige Reflexion
 ► exakt scharfes Spiegelbild




Front Surface Verspiegelung



Der geteilte Spiegel zeigt im Vergleich zu Rhodium die kristallklare, ultra-helle Reflexion des ULTRA FS.



ULTRA FS



ULTRA FS			SS-Gewinde REF	CS-Gewinde [*] REF	
1	ULTRA FS	4 plan	6-Pack.	6 160	6 165
	ULTRA FS	5 plan	6-Pack.	6 161	6 166
2	ULTRAduo FS, doppelseitig	4 plan	6-Pack.	6 640	6 645
	ULTRAduo FS, doppelseitig	5 plan	6-Pack.	6 641	6 646
3	ULTRAretract FS	4 plan	6-Pack.	6 670	6 675
	ULTRAretract FS	5 plan	6-Pack.	6 671	6 676
4	ULTRAretract FS, offene Form	4 plan	6-Pack.	6 690	6 695
	ULTRAretract FS, offene Form	5 plan	6-Pack.	6 691	6 696
5	ULTRAretract FS, offene Form Stiel doppelt 45° gebogen	4 plan	Stück	6 650	

*CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde. CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.