

RELAX

RELAX – perfektes Zusammenspiel von Design und Ergonomie.

Angenehm leicht
für ein entspanntes Arbeiten

Optimiertes Halten
durch den breit geformten Griff mit Mulden

Qualitätsbeständig
farbstabil, säurefest und resistent gegenüber Plaque-Indikatoren

Patientenfreundlich
durch die gerundeten Formen

Hygienisch
durch den planen Übergang von Spiegel zur Fassung

Keine störende Reflektionen
durch seidenmatte Oberflächen

**Das Instrument ist autoklavierbar,
säurebeständig und für den
Thermodesinfektor geeignet.**



Der geteilte Spiegel zeigt im Vergleich zu Rhodium die kristallklare, ultra-helle Reflektion des ULTRA FS.

| Farbe | Größe | Ø in mm | Inhalt | FS Rhodium REF | FS Ultra REF |
|-----------------|-------|---------|----------|----------------|--------------|
| alle Farben | 4 | 22 | 10 Sort. | 7 100 | 7 300 |
| weiß | 4 | 22 | 10 Pack. | 7 101 | 7 301 |
| pastell gelb | 4 | 22 | 10 Pack. | 7 102 | 7 302 |
| pastell blau | 4 | 22 | 10 Pack. | 7 103 | 7 303 |
| pastell mint | 4 | 22 | 10 Pack. | 7 104 | 7 304 |
| pastell flieder | 4 | 22 | 10 Pack. | 7 105 | 7 305 |
| anthrazit | 4 | 22 | 10 Pack. | 7 106 | 7 306 |
| pink | 4 | 22 | 10 Pack. | 7 107 | 7 307 |
| alle Farben | 5 | 24 | 10 Sort. | 7 110 | 7 310 |
| weiß | 5 | 24 | 10 Pack. | 7 111 | 7 311 |
| pastell gelb | 5 | 24 | 10 Pack. | 7 112 | 7 312 |
| pastell blau | 5 | 24 | 10 Pack. | 7 113 | 7 313 |
| pastell mint | 5 | 24 | 10 Pack. | 7 114 | 7 314 |
| pastell flieder | 5 | 24 | 10 Pack. | 7 115 | 7 315 |
| anthrazit | 5 | 24 | 10 Pack. | 7 116 | 7 316 |
| pink | 5 | 24 | 10 Pack. | 7 117 | 7 317 |

