

BLACKline

Mit einer DLC – Diamond Like Carbon – Beschichtung erhalten die Instrumente ein High-End Finish.

Durch die tiefschwarze und matte Oberfläche werden störende Reflektionen eliminiert. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Arbeit unter dem Mikroskop, die in der Endodontie immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Die BLACKline verbinden Komfort und Ergonomie und bieten in allen Bereichen der Diagnostik entscheidende Vorteile.

BLACKline

ULTRA FS

MEGA FS Rhodium

DLC-Beschichtung für High End Finish

Augenschonendes Arbeiten

bei starkem Licht und unter Vergrößerung durch tiefschwarze, matte Oberfläche.

Exakt scharfes Spiegelbild



durch Front Surface Verspiegelung


Optimiertes Abhalten der Wange

durch breit ausgeformte Stielansätze

Höchste Reflektion

für brillante Helligkeit, besonders bei ULTRA FS





BLACKline ULTRA FS / 3-Pack.			SS-Gewinde	CS-Gewinde [*]	
1	BLACK ULTRA	4-5 plan	Ø 22-24 mm	B6160-B6161	B6165-B6166
2	BLACK ULTRAduo	4-5 plan	Ø 22-24 mm	B6640-B6641	B6645-B6646
3	BLACK ULTRAretract, offene Form	4-5 plan	Ø 22-24 mm	B6690-B6691	B6695-B6696

BLACKline MEGA FS Rhodium / 3-Pack.			SS-Gewinde	CS-Gewinde [*]	
1	BLACK MEGA	4-5 plan	Ø 22-24 mm	B6060-B6061	B6070-B6071
2	BLACK MEGAduo	4-5 plan	Ø 22-24 mm	B6100-B6101	B6170-B6171
3	BLACK MEGAretract, offene Form	4-5 plan	Ø 22-24 mm	B6680-B6681	B6685-B6686

BLACKline ERGOtouch Griffe / Stück		SS-Gewinde	CS-Gewinde [*]
4		B442	B443

^{*}CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde.
CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.